

D-86 Alkoholische Schnelldesinfektion

Gebrauchsfertiges Flächendesinfektionsmittel für alle alkoholbeständigen Oberflächen.


Produktbeschreibung:

D-86 Alkoholische Schnelldesinfektion ist ein gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel für alle alkoholbeständigen Oberflächen.

Dank seiner kurzen Einwirkzeiten ist es besonders praktisch für den Alltagseinsatz und sorgt für eine sichere und rückstandsfreie Desinfektion – ohne Nachwischen.

Ideal zur hygienischen Reinigung aller abwaschbaren Oberflächen.

D-Line



Artikelnummer/Gebinde:

ART116 - 1000mL Flasche

ART260 - 5L Kanister

ART47766 - 10L Kanister

weitere Gebinde auf Anfrage

Einsatzbereiche:

Es eignet sich ideal für Krankenhäuser, Seniorenresidenzen, Pflegeheime, Arztpraxen, Hotels, Gastronomie, Küchen, Sanitärbereiche, Schwimmbäder sowie Tierheime.

Eigenschaften:

- gebrauchsfertig
- rückstandsfrei
- parfümfrei
- kein nachwischen notwendig

Einwirkzeiten :

Bakterizid inkl. MRSA, levurozid
gem. VAH: 1min
Wirksam gegen behüllte Viren, wie Vaccinia,
BVDV/HCV/HBV/HIV/Influenza-/Grippe-Viren
(begrenzt viruzid gem. RKI/DVV): 30 Sek.
Rotaviren: 30 Sek.
Noroviren (MNV, EN 14476): 1 Min
Tuberkulozid (M.terrae): 30 Sek.
Mykobakterizid (M.avium): 1min

Art der Zubereitung:

Flüssiges Flächendesinfektionsmittel
Zusammensetzung:
100ml enthalten:
gereinigtes Wasser, 50g Ethanol, 15g 2-Propanol

chemische Eigenschaften:

Form : flüssig
Farbe : farblos
Geruch : eigen
Dichte : ca. 0,80 g/cm³
pH-Wert: -